

# Coroneo™ tårepunktmåler\*

Katena Eagle Vision Coroneo 2040 tårepunkt måleinstrument, benyttes til både måle og dilatere tårepunktet. Ved hjelp av et og samme instrument. Det kan benyttes til både å måle og dilatere i 0.1 mm intervaller fra 0.5 mm til 1.0 mm diameter. Ene enden er gradert for 0.5, 0.6 og 0.7 mm, og den andre enden for 0.8, 0.9, 1.0 mm. Dette ene instrumenter gjør samme jobben som tradisjonelle fler-instrument løsninger.



## Beskrivelse

Coroneo tårepunktmåler

## Vare nr.

2040

\*Utviklet i samarbeid med Minas Coroneo, M.D.,  
New South Wales, Australia

Patents Pending



- Et komplett måleinstrument.
- Ikke behov for fler instrument løsning.
- Gradierte intervaller på begge ender.
- Instrumentet kan benyttes med alle typer tårepunktplugger.
- Måler og dilaterer fra 0,5 mm til 1,0 mm.



post@meditools.no  
Tlf: 40 17 40 16