



MEDI-TOOLS



PRODUKTER FOR TØRRE ØYNE

Tårepunktplugger

SuperEagle™

Laveste profil produsert i mykt silikon noe som øker pasientens komfort. Tilgjengelig i 3 størrelser: small, medium og large. Dette produktet har 5 års oppbevaringstid etter produksjonsdato. Leveres som 2 individuelt pakkede sterile tårepunktplugger som er forhåndsinstallert på et engangsinstrument. Dette instrumentet kan også benyttes som dilator.

Varenummer: **31302** SuperEagle™ Small 0,4-0,6 mm diameter

Varenummer: **31312** SuperEagle™ Medium 0,6-0,8 mm diameter

Varenummer: **31322** SuperEagle™ Large 0,8-< mm diameter



EaglePlug TearFlow™

Pluggen er perforert for å tillate gjennomstrømning i de tilfeller der total punktlig okklusjon ikke er ønsket. Dette produktet har 5 års oppbevaringstid etter produksjonsdato. Leveres som 2 individuelt pakkede sterile tårepunktplugger som er forhåndsinstallert på et engangsinstrument. Dette instrumentet kan også benyttes som dilator.

Varenummer: **3005** Tearflow™ 0,5 mm diameter utvendig 0,2 mm diameter innvendig

Varenummer: **3006** Tearflow™ 0,6 mm diameter utvendig 0,3 mm diameter innvendig

Varenummer: **3007** Tearflow™ 0,7 mm diameter utvendig 0,3 mm diameter innvendig

Varenummer: **3008** Tearflow™ 0,8 mm diameter utvendig 0,3 mm diameter innvendig

Varenummer: **3009** Tearflow™ 0,9 mm diameter utvendig 0,3 mm diameter innvendig

Varenummer: **3010** Tearflow™ 1,0 mm diameter utvendig 0,3 mm diameter innvendig



Eagle FlexPlug™

Utformet for å gi best fleksibilitet, fiksering og pasientkomfort. Dette produktet har 5 års oppbevaringstid etter produksjonsdato. Leveres som 2 individuelt pakkede sterile tårepunktplugger som er forhåndsinstallert på et engangsinstrument. Dette instrumentet kan også benyttes som dilator.

Varenummer: **30742** FlexPlug™ 0,4 mm diameter.

Varenummer: **30752** FlexPlug™ 0,5 mm diameter.

Varenummer: **30762** FlexPlug™ 0,6 mm diameter.

Varenummer: **30772** FlexPlug™ 0,7 mm diameter.

Varenummer: **30782** FlexPlug™ 0,8 mm diameter.

Varenummer: **30792** FlexPlug™ 0,9 mm diameter.



Tapered Shaft Flow Controller™

Denne benyttes når total okklusjon blir for mye. Tårepunktpluggen er perforert for å kontrollere flyten av tårevæsken. Dette produktet har 5 års oppbevaringstid etter produksjonsdato. Leveres som 2 individuelt pakkede sterile tårepunktplugger som er forhåndsinstallert på et engangsinstrument. Dette instrumentet kan også benyttes som dilator.

Varenummer: **30652** Tapered Shaft™ 0,5 mm diameter.

Varenummer: **30662** Tapered Shaft™ 0,6 mm diameter.

Varenummer: **30672** Tapered Shaft™ 0,7 mm diameter.

Varenummer: **30682** Tapered Shaft™ 0,8 mm diameter.



Tårepunktplugger

SuperFlex™

Produsert i myk silikon og dermed leveres den i en lavprofilutførelse som også øker pasientkomforten. Enkel innsetting. Dette produktet har 5 års oppbevaringstid. Leveres som 2 individuelt pakkede sterile plugger, forhåndsinstallert på et engangsinstrument med dilatorfunksjon.

Varenummer: **31732** SuperFlex™ 0,3 mm diameter og 1,1 mm lengde.
Varenummer: **31742** SuperFlex™ 0,4 mm diameter og 1,1 mm lengde.
Varenummer: **31752** SuperFlex™ 0,5 mm diameter og 1,2 mm lengde.
Varenummer: **31762** SuperFlex™ 0,6 mm diameter og 1,3 mm lengde.
Varenummer: **31772** SuperFlex™ 0,7 mm diameter og 1,4 mm lengde.
Varenummer: **31782** SuperFlex™ 0,8 mm diameter og 1,5 mm lengde.
Varenummer: **31792** SuperFlex™ 0,9 mm diameter og 1,7 mm lengde.
Varenummer: **31702** SuperFlex™ 1,0 mm diameter og 1,8 mm lengde.
Varenummer: **31712** SuperFlex™ 1,1 mm diameter og 2,0 mm lengde.
Varenummer: **31722** SuperFlex™ 1,2 mm diameter og 2,0 mm lengde.
Varenummer: **31802** SuperFlex™ 1,3 mm diameter og 2,0 mm lengde.



Parasol™

Tårepunktpluggene er produsert av medisinsk silikon. Parasol er tiltenkt permanent bruk, med enkel innsetting og kan fjernes enkelt ved behov. Dette produktet har 2 års oppbevaringstid etter produksjonsdato. Leveres som 2 individuelt pakkede sterile tårepunktplugger som er forhåndsinstallert på et engangsinstrument. Dette instrumentet kan også benyttes som dilator.

Varenummer: **A14-200** X-Small (0,25 mm – 0,35 mm)
Varenummer: **A14-201** Small (0,35 mm – 0,65 mm)
Varenummer: **A14-202** Medium (0,6 mm – 0,85 mm)
Varenummer: **A14-203** Large (0,9 mm +)



Parasol QuickLoad™

Kombiner fordelene med ferdig steriliserte tårepunktplugger og leveranse av større forpakninger. Tårepunktpluggene leveres sterile og er forhåndsmontert på en holder. 8 par pr. pakke. Innsetningsinstrument selges separat.

Varenummer: **A14-201QL** Small (0,35 mm – 0,65 mm)
Varenummer: **A14-202QL** Medium (0,6 mm – 0,85 mm)
Varenummer: **A14-203QL** Large (0,9 mm+)
Varenummer: **A14-300** Innsetningsinstrument



Øyehelse

Moist Heat Kompresst™

Varmekompress som gir en effektiv og fuktig varmebehandling som er en perfekt forberedelse før behandling av meibomske kjertel. Før behandlingen varmes masken opp i en mikrobølgeovn. Den kan deretter brukes på øyne i 8-10 minutter. Kan gjenbrukes.

Varenummer: **34160** Moist Heat Kompresst™



Instrumenter

Coroneo Punctal Gauge™

Et komplett måle/dilatering system i et og samme instrument. Den gir nøyaktig måling av tårepunktet, så du kan velge riktig størrelse på tårepunktpluggen. Måler og dilaterer fra 0,5 mm til 1,0 mm i 0,1 mm steg. Denne kan benyttes til alle fabrikat tårepunktplugger.

Varenummer: **2040** Coroneo Punctal Gauge



Castroviejo Lacrimal Dilator™

Instrument i fin og middels konisk utførelse


Varenummer: **K7-2300** Castroviejo Lacrimal Dilator™



Karpecki debrider™

For debridering av øyelokket. 120 mm. lengde. Litt buet spiss med «skarp» kant på begge sider. Kanten er helt rett for enkelt å skyve keratin og "caps" over meibomske kjertler ved å skyve instrumentet, bøy fremover, langs øyelokket i en enkelt retning.

Varenummer: **99653** Karpecki debrider™



Karpecki Epilation Forceps™

For presis fjerning av øyevipper. Denne pinsetten har grepsvennlige spisser. Leveres med skliskert håndtak.

Varenummer: **98657** Karpecki Epilation Forceps™



Karpecki Punctal Plug Forceps™

For innsetting av midlertidige tårepunktplugg og fjerning av permanente tårepunktplugg. Riller på innsiden holder tårepunktpluggen på plass under prosedyren. Instrumentet kan dreies 90 grader slik at det får en flat side som gjør det enkelt å skyve tårepunktpluggen på plass om nødvendig.

Varenummer: **98651** Karpecki Punctal Plug Forceps™



Jewelers Forceps #7 Curved™

Kurvet utførelse, enkel i bruk for å ta ut tårepunktplugg.

Varenummer: **K5-6570** Jewelers Forceps #7 curved™



Golf Club Foreign Body Spud™

Instrument for skånsom fjerning av fremmedlegemer på øyet

Varenummer **K2-4000** Golf Club Foreign Body Spud™



Meibom instrumenter

Arita Meibomian Gland Compressor™

Brede koniske vinklede klemflater. Glattpolerte ender. Er utviklet for å forsiktig kunne presse ut meibom fra betente og blokkerte kjertler.

Varenummer: **K5-5900** Arita Meibomian Gland Compressor™




Livengood Expressor Paddle – Rett og Vinklet™

For skånsom mekanisk utpressing av meibomske kjertler. Instrumentets lengde: 75 mm. Padelenden er oval 10 mm. og har en tykkelse på 1 mm. Riflet håndtak for godt grep. Finnes i en rett og en vinklet (12 grader) utgave.

Varenummer: **98620** Livengood Expressor Paddle - Rett

Varenummer: **98630** Livengood Expressor Paddle - Vinklet



Steriliseringskrin

Steriliseringskrin, small

Autoklaverbar plast med silikonmatte. Alle deler er perforert for dampinntrengning. Håndterer 2 - 3 instrumenter. Størrelse 160 x 70 x 25 mm.


Varenummer: **K9-2020** Plast, small.



Steriliseringskrin, Medium.

Autoklaverbar plast med silikonmatte. Alle deler er perforert for dampinntrengning. Håndterer 4 - 6 instrumenter. Størrelse 200 x 110 x 25 mm.


Varenummer: **K9-2025** Plast, Medium.



Steriliseringskrin, Large.

Autoklaverbar plast med silikonmatte. Alle deler er perforert for dampinntrengning. Håndterer 10 - 15 instrumenter. Størrelse 265 x 160 x 25 mm.

Varenummer: **K9-2030** Plast, Large



BioGlo™

Fargestoff som påføres øyet ved tilpassing av harde kontaktlinser. Benyttes for å avsløre hornhineskader og ved bruk av applanasjonstonometer.

Varenummer: **1002** BioGlo





Vi selger oftalmologiske produkter
til sykehus, øyeleger, klinikker og optikere.

Vår oppgave er å tilby deg
kvalitetsprodukter, med rask levering og god service.

Vi ser hele tiden etter innovative
produkter og løsninger.

Innholdet fra denne katalogen er fra følgende leverandører:

Katena

Har siden 1975 levert kirurgiske instrumenter til øyeleger verden over. Katena er anerkjent som en av verdens desidert ledende leverandører av høykvalitets kirurgiske instrumenter dedikert for bruk innen faget oftalmologi.

Beaver-Visitec International

BVI har ønsket om å berøre livene til millioner av pasienter som har diagnoser som katarakt, brytningsfeil, glaukom, netthinnesykdom og tørre øyne. Vi er stolte av å levere innovative løsninger til våre leger og pasienter, basert på deres behov.

Bruder

Bruder vil gjøre livet litt enklere for mennesker ved å tilby effektive og komfortable løsninger. Produktene er utviklet for å gi hurtigvirkende terapeutisk lindring fra smerte forbundet med leddgikt, muskelsmerter, leddsmerter, tørre øyesykdommer og mer.

Kontakt oss:
Tlf. 40 17 40 16
post@meditools.no
meditools.no